

KERN 328-39

KERN

Milligramgewicht, F1, 500 mg, =ATTRVAL("weightShape")), roestvrij staal gepolijst



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	328

Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht - volume (cm ³)	0,0625
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0013
Testgewicht - dichtheid (kg/m ³)	8000
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³)	160
Testgewicht - nominale waarde	500 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	F1
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,08 mg

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Draad
Afmetingen gewicht (B×D×H)	15×15×4 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-459
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-459
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-459

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	15×15×4 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-009-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-009-600
Etui - Hout Artikelnummer	338-090-200

Pictogrammen

STANDARD

