

Folleto del producto

07.08.2026

KERN 333-024

Juego de pesas, F2, 1 mg - 50 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado, en un estuche de plástico

ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



CARACTERÍSTICAS

- Las pesas en miligramos contenidas en este juego de pesas (composición 1 mg - 500 mg) están en un estuche de plástico aparte

PICTOGRAMAS

Estándar	Opción

ACCESORIOS

Modelo	Descripción
313-052-400	Estuche de plástico 313-052-400 (para valores nominales bis 500 g para clases E1 - M3 para forma constructiva Botón/compacto)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-702	Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-702
921-401	Divergencia positiva garantizada (> +1/3 OIML) KERN 921-401
962-401	Certificado de calibración DAkkS 962-401
962-401R	Recalibración DAkkS 962-401R

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables