

Productbrochure

08.08.2026

KERN 333-026

Gewichtenset, F2, 1 mg - 50 g, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in aluminium behuizing

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



KENMERKEN

- De milligramgewichtjes in deze gewichtenset (denominatie 1 mg - 500 mg) zitten in een apart plastic doosje

PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
313-020-600	Aluminium gewichtsetui 313-020-600 (voor nominale waarden 1 mg - 50 g voor klassen E1 - M1 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-702	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-702
921-401	Gegarandeerde plus-afwijking (> +1/3 OIML) KERN 921-401
962-401	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-401
962-401R	DAkKS-rekalibratie 962-401R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen