

Folleto del producto

08.08.2026

KERN 333-036

Juego de pesas, F2, 1 mg - 100 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado, en un estuche de aluminio

ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



CARACTERÍSTICAS

- Las pesas en miligramos contenidas en este juego de pesas (composición 1 mg - 500 mg) están en un estuche de plástico aparte

PICTOGRAMAS

Estándar

Opción



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
3 13-030-600	Estuche para pesa de aluminio 3 13-030-600 (para valores nominales 1 mg - 100 g para clases E1 - M1 para forma constructiva Botón/compacto)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-703	Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-703
921-402	Divergencia positiva garantizada ($> +1/3$ OIML) KERN 921-402
962-402	Certificado de calibración DAkkS 962-402
962-402R	Recalibración DAkkS 962-402R

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables