

# KERN 333-036

**KERN**

Gewichtenset, F2, 1 mg - 100 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in aluminium behuizing



## Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer 313-030-600

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	333

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 100 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	F2

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	165×125×75 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

## Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	962-402
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-402

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	165×125×75 mm
Nettogewicht	0,65 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Brutogewicht ca.	0,90 kg
Verzendgewicht	0,9 kg