

Productbrochure

07.08.2026

KERN 333-04

Gewichtenset, F2, 1 mg - 200 g, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in een houten kist


NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



KENMERKEN

- De milligramgewichtjes in deze gewichtenset (denominatie 1 mg - 500 mg) zitten in een apart plastic doosje

PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
353-420-210	Houten gewichtsetui 353-420-210

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-704	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-704
921-403	Gegarandeerde plus-afwijking ($> +1/3$ OIML) KERN 921-403
962-403	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-403
962-403R	DAkKS-rekalibratie 962-403R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen