

Brochura do produto

07.08.2026

KERN 333-04

Conjunto de pesos, F2, 1 mg - 200 g, Botão, aço inox virado fino, numa caixa de madeira

PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARACTERÍSTICAS

- Os pesos em miligramas contidos neste conjunto de pesos (denominação 1 mg - 500 mg) encontram-se numa caixa de plástico separada

PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo

Descrição

353-420-210

Caixa de peso de madeira 353-420-210

SERVIÇOS

Modelo

Descrição

920-704

Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-704

921-403

Desvio Plus garantido ($> +1/3$ OIML) KERN 921-403

962-403

Certificado de calibração DAKKS 962-403

962-403R

Recalibração DAKKS 962-403R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis