

# KERN 333-046

**KERN**

Juego de pesas, F2, 1 mg - 200 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML), en un estuche de aluminio



Peso bruto aprox.	1,2 kg
Peso de envío	1,1 kg

## Casos opcionales

Caso - Aluminio Número de artículo	313-040-600
------------------------------------	-------------

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F2
Familia de productos	333

## Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg - 200 g
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	F2

## Diseño

Dimensiones (A×P×A)	190×130×80 mm
Forma constructiva pesa	Botón
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio

## Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-403
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-403

## Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	190×130×80 mm
Peso neto	0,9 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,90 kg