

KERN 333-046

KERN

Gewichtenset, F2, 1 mg - 200 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in aluminium behuizing



Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer 313-040-600

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	333

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 200 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	F2

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	190×130×80 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-403
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-403

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	190×130×80 mm
Nettogewicht	0,9 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,90 kg
Brutogewicht ca.	1,2 kg
Verzendgewicht	1,1 kg