

Productbrochure

07.08.2026

KERN 333-05

Gewichtenset, F2, 1 mg - 500 g, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in een houten kist


NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 **+49 7433 9933-0**
 **info@kern-sohn.com**
 **www.kern-sohn.com**



KENMERKEN

- De milligramgewichtjes in deze gewichtenset (denominatie 1 mg - 500 mg) zitten in een apart plastic doosje

PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
353-420-210	Houten gewichtsetui 353-420-210

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-705	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-705
921-404	Gegarandeerde plus-afwijking ($> +1/3$ OIML) KERN 921-404
962-404	DAKKS Kalibratiecertificaat 962-404
962-404R	DAKKS-rekalibratie 962-404R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen