

Productbrochure

08.08.2026

KERN 333-056

Gewichtenset, F2, 1 mg - 500 g, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in aluminium behuizing

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



KENMERKEN

- De milligramgewichtjes in deze gewichtenset (denominatie 1 mg - 500 mg) zitten in een apart plastic doosje

PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
313-050-600	Aluminium gewichtsetui 313-050-600 (voor nominale waarden 1 mg - 500 g voor klassen E1 - M1 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-705	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-705
921-404	Gegarandeerde plus-afwijking (> +1/3 OIML) KERN 921-404
962-404	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-404
962-404R	DAkKS-rekalibratie 962-404R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen