

# KERN 333-056

**KERN**

Jeu de poids, F2, 1 mg - 500 g, Bouton, inox finement tourné, dans un boîtier en aluminium



## Étuis optionnels

Étui - Référence aluminium 313-050-600

## Pictogrammes

### STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F2
Famille de produits	333

## Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale	1 mg - 500 g
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	F2

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	210×140×98 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	inox finement tourné
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-404
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-404

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	210×140×98 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,6 kg
Poids brut env.	2,0 kg
Poids d'expédition	2 kg