

KERN 333-06

KERN

Juego de pesas, F2, 1 mg - 1 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML), en un estuche de madera



Peso bruto aprox.	4,4 kg
Peso de envío	4,21 kg

Casos opcionales

Maletín - Número de artículo de madera	353-460-200
--	-------------

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F2
Familia de productos	333

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg - 1 kg
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	F2

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	230×180×112 mm
Forma constructiva pesa	Botón
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)
Número de pesos	25
Estuche de juego de pesas	en un estuche de madera

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-405
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-405

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	230×180×112 mm
Peso neto	4,21 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	4,4 kg