

KERN 333-06

KERN

Gewichtenset, F2, 1 mg - 1 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in een houten kist



Verzendgewicht 4,21 kg

Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer 353-460-200

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

| | |
|------------------|-------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Set van gewichten |
| Productgroep | OIML F2 |
| Productfamilie | 333 |

Meetsysteem

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Testgewicht - nominale waarde | 1 mg - 1 kg |
| OIML-conform | ✓ |
| Testgewicht OIML klasse | F2 |

Ontwerp

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Afmetingen (B×D×H) | 230×180×112 mm |
| Bouwworm gewicht | Knop |
| Materiaal | roestvrij staal fijn gedraaid (OIML) |
| Aantal gewichten | 25 |
| Etui van gewichtenset | in een houten kist |

Diensten

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie | 962-405 |
| Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking | 921-405 |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 230×180×112 mm |
| Nettogewicht | 4,21 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 4,4 kg |
| Brutogewicht ca. | 4,4 kg |