

Folleto del producto

07.08.2026

# KERN 333-064

Juego de pesas, F2, 1 mg - 1 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado, en un estuche de plástico

ESPAÑOL



## CONTACTO

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

☎ +49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



CARACTERÍSTICAS

- Las pesas en miligramos contenidas en este juego de pesas (composición 1 mg - 500 mg) están en un estuche de plástico aparte

PICTOGRAMAS

Estándar

Opción

ACCESORIOS

| Modelo      | Descripción                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-082-400 | Estuche de plástico 313-082-400 (para valores nominales bis 5 kg   para clases E1 - M3   para forma constructiva Botón/compacto) |

SERVICIOS

| Modelo   | Descripción                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 920-706  | Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-706     |
| 921-405  | Divergencia positiva garantizada ( $> +1/3$ OIML) KERN 921-405 |
| 962-405  | Certificado de calibración DAkkS 962-405                       |
| 962-405R | Recalibración DAkkS 962-405R                                   |

## Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables