

KERN 333-064

KERN

Kit di pesi, F2, 1 mg - 1 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine, in una custodia di plastica



Data di creazione: 23.10.2026

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML F2
Famiglia di prodotti	333

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 1 kg
Peso di calibrazione OIML classe	F2
OIML-conforme	✓

Design

Dimensioni (L×P×A)	350×320×180 mm
Struttura peso	Pulsante
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine
Numero di pesi	25
Astuccio del set di pesi	in una custodia di plastica
è set di pesi	✓

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-405
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-405

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	350×320×180 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,8 kg
Peso lordo ca.	3,8 kg
Peso di spedizione	4 kg
Peso volumetrico della spedizione	4 kg

Casi facoltativi

Caso - Plastica	Numero di articolo 313-082-400
-----------------	--------------------------------

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	404576 1005716
Numero merceologico	84239090
Periodo di garanzia	36 mon
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

