

KERN 333-064



Conjunto de pesos, F2, 1 mg - 1 kg, Botão, aço inox virado fino, num estojo plástico



Data de criação: 23.10.2026

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML F2
Família de produto	333

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 1 kg
Peso de teste OIML classe	F2
OIML-conforme	✓

Desenho

Dimensões (L×P×A)	350×320×180 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	aço inox virado fino
Número de pesos	25
Estojo do conjunto de pesos	num estojo plástico
é conjunto de pesos	✓

Serviços

Número do artigo para calibração DAkks	962-405
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-405

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	350×320×180 mm
Método de envio	Serviço de encomendas

Peso líquido aprox.	3,8 kg
Peso bruto aprox.	3,8 kg
Peso de envio	4 kg
Peso volumétrico da entrega	4 kg

Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo	313-082-400
------------------------------------	-------------

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761005716
Número de mercadoria	84239090
Período de garantia	36 mon
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



OPTION

