

Folleto del producto

08.08.2026

KERN 333-066

Juego de pesas, F2, 1 mg - 1 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado, en un estuche de aluminio


ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARACTERÍSTICAS

- Las pesas en miligramos contenidas en este juego de pesas (composición 1 mg - 500 mg) están en un estuche de plástico aparte

PICTOGRAMAS

Estándar Opción



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
313-060-600	Estuche para pesa de aluminio 313-060-600 (para valores nominales 1 mg - 1 kg para clases E1 - M1 para forma constructiva Botón/compacto)
313-082-400	Estuche de plástico 313-082-400 (para valores nominales bis 5 kg para clases E1 - M3 para forma constructiva Botón/compacto)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-706	Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-706
921-405	Divergencia positiva garantizada ($> +1/3$ OIML) KERN 921-405
962-405	Certificado de calibración DAkKS 962-405
962-405R	Recalibración DAkKS 962-405R

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables