

Productbrochure

08.08.2026

# KERN 333-066

Gewichtenset, F2, 1 mg - 1 kg, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in aluminium behuizing

NEDERLANDS



## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

☎ +49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



## KENMERKEN

- De milligramgewichtjes in deze gewichtenset (denominatie 1 mg - 500 mg) zitten in een apart plastic doosje

## PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



## ACCESSOIRES

| Model       | Beschrijving                                                                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-060-600 | Aluminium gewichtsetui 313-060-600 (voor nominale waarden 1 mg - 1 kg   voor klassen E1 - M1   voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig) |
| 313-082-400 | Kunststof koffer 313-082-400 (voor nominale waarden bis 5 kg   voor klassen E1 - M3   voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)          |

## DIENSTEN

| Model    | Beschrijving                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 920-706  | Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-706 |
| 921-405  | Gegarandeerde plus-afwijking ( $> +1/3$ OIML) KERN 921-405   |
| 962-405  | DAkS Kalibratiecertificaat 962-405                           |
| 962-405R | DAkS-rekalibratie 962-405R                                   |

## KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen