

Brochura do produto

08.08.2026

KERN 333-066

Conjunto de pesos, F2, 1 mg - 1 kg, Botão, aço inox virado fino, em caixa de alumínio


PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



CARACTERÍSTICAS

- Os pesos em miligramas contidos neste conjunto de pesos (denominação 1 mg - 500 mg) encontram-se numa caixa de plástico separada

PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
313-060-600	Caixa de peso em alumínio 313-060-600 (para valores nominais 1 mg - 1 kg para classes E1 - M1 para forma de construção Botão/compacto)
313-082-400	Maleta em plástico 313-082-400 (para valores nominais bis 5 kg para classes E1 - M3 para forma de construção Botão/compacto)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-706	Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-706
921-405	Desvio Plus garantido ($> +1/3$ OIML) KERN 921-405
962-405	Certificado de calibração DAkkS 962-405
962-405R	Recalibração DAkkS 962-405R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis