

KERN 333-066

KERN

Jeu de poids, F2, 1 mg - 1 kg, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans un boîtier en aluminium



Numéro d'article pour écart positif garanti 921-405

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F2
Famille de produits	333

Système de mesure

OIML-conforme	✓
Poid de contrôle OIML classe	F2
Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg - 1 kg

Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	350×320×180 mm
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium
Matériau	inox finement tourné (OIML)

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	350×320×180 mm
Poids net	2,7 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	2,8 kg
Poids brut env.	3,6 kg
Poids d'expédition	4 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-405
--	---------