

# KERN 333-066

**KERN**

Gewichtenset, F2, 1 mg - 1 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in aluminium behuizing



## Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	313-082-400
Etui - aluminium Artikelnummer	313-060-600

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	333

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 1 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	F2

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	350×320×180 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

## Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	962-405
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-405

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	350×320×180 mm
Nettogewicht	2,7 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Brutogewicht ca.	3,6 kg
Verzendgewicht	4 kg