

# KERN 333-07

**KERN**

Gewichtenset, F2, 1 mg - 2 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in een houten kist



Verzendgewicht 9,01 kg

Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer 353-470-200

Pictogrammen

STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	333

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 2 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	F2

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	305×180×140 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Aantal gewichten	27
Etui van gewichtenset	in een houten kist

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-406
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-406

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	305×180×140 mm
Nettogewicht	9,01 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	10 kg