

Folleto del producto

07.08.2026

KERN 333-074

Juego de pesas, F2, 1 mg - 2 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado, en un estuche de plástico

ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARACTERÍSTICAS

- Las pesas en miligramos contenidas en este juego de pesas (composición 1 mg - 500 mg) están en un estuche de plástico aparte

PICTOGRAMAS

Estándar Opción



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
313-082-400	Estuche de plástico 313-082-400 (para valores nominales bis 5 kg para clases E1 - M3 para forma constructiva Botón/compacto)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-707	Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-707
921-406	Divergencia positiva garantizada ($> +1/3$ OIML) KERN 921-406
962-406	Certificado de calibración DAkkS 962-406
962-406R	Recalibración DAkkS 962-406R

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables