

Brochura do produto

07.08.2026

# KERN 333-074

Conjunto de pesos, F2, 1 mg - 2 kg, Botão, aço inox virado fino, num estojo plástico


PORTUGUÊS



## CONTACTO

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

☎ +49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



## CARACTERÍSTICAS

- Os pesos em miligramas contidos neste conjunto de pesos (denominação 1 mg - 500 mg) encontram-se numa caixa de plástico separada

## PICTOGRAMAS

De série

Opção



## ACESSÓRIOS

| Modelo      | Descrição                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-082-400 | Maleta em plástico 313-082-400 (para valores nominais bis 5 kg   para classes E1 - M3   para forma de construção Botão/compacto) |

## SERVIÇOS

| Modelo   | Descrição                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 920-707  | Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-707 |
| 921-406  | Desvio Plus garantido ( $> +1/3$ OIML) KERN 921-406        |
| 962-406  | Certificado de calibração DAkkS 962-406                    |
| 962-406R | Recalibração DAkkS 962-406R                                |

## Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis