

KERN 333-074

KERN

Jeu de poids, F2, 1 mg - 2 kg, Bouton, inox finement tourné, dans un étui en plastique



Étuis optionnels

Étui - plastique Référence 313-082-400

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN 4045761005730

Numéro de marchandise 84239090

Classification REACH pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F2
Famille de produits	333

Système de mesure

Poids de contrôle OIML classe	F2
Poids de contrôle - valeur nominale	1 mg - 2 kg
OIML-conforme	✓

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	350×320×180 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	inox finement tourné
Nombre de poids	27
Étui du jeu de poids	dans un étui en plastique

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkks	962-406
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-406

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	350×320×180 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	8 kg
Poids brut env.	8 kg
Poids d'expédition	7,69 kg