

# KERN 333-076

# KERN

Juego de pesas, F2, 1 mg - 2 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML), en un estuche de aluminio



Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envío	5,55 kg

## Casos opcionales

Caso - Aluminio Número de artículo	313-070-600
------------------------------------	-------------

## Pictogramas

## STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F2
Familia de productos	333

## Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg - 2 kg
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	F2

## Diseño

Dimensiones (A×P×A)	278×180×138 mm
Forma constructiva pesa	Botón
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio

## Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-406
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-406

## Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	278×180×138 mm
Peso neto	5,15 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	6 kg