

KERN 333-076

KERN

Gewichtenset, F2, 1 mg - 2 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in aluminium behuizing



Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer 313-070-600

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	333

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 2 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	F2

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	278×180×138 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	962-406
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-406

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	278×180×138 mm
Nettogewicht	5,15 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	6 kg
Brutogewicht ca.	6 kg
Verzendgewicht	5,55 kg