

KERN 333-076

KERN

Conjunto de pesos, F2, 1 mg - 2 kg, Botão, aço inox virado fino, em caixa de alumínio



Casos opcionais

Estojo - alumínio Número do artigo 313-070-600

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML F2
Família de produto	333

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 2 kg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	F2

Desenho

Dimensões (L×P×A)	278×180×138 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	aço inox virado fino
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	962-406
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-406

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	278×180×138 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	6 kg
Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envio	5,55 kg