

Brochure del prodotto

07.08.2026

KERN 333-084

Kit di pesi, F2, 1 mg - 5 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine, in una custodia di plastica

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARATTERISTICHE

- I pesi in milligrammi contenuti in questo set di pesi (composizione 1 mg - 500 mg) sono contenuti in un astuccio di plastica separato

PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
313-082-400	Valigetta di plastica 313-082-400 (per valori nominali bis 5 kg per classi E1 - M3 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-708	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-708
921-407	Scostamento positivo garantito (> +1/3 OIML) KERN 921-407
962-407	Certificato di calibrazione DAkkS 962-407
962-407R	Ricalibrazione DAkkS 962-407R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi