

Folleto del producto

08.08.2026

KERN 333-086

Juego de pesas, F2, 1 mg - 5 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado, en un estuche de aluminio

ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



CARACTERÍSTICAS

- Las pesas en miligramos contenidas en este juego de pesas (composición 1 mg - 500 mg) están en un estuche de plástico aparte

PICTOGRAMAS

Estándar Opción



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
313-080-600	Estuche para pesa de aluminio 313-080-600 (para valores nominales 1 mg - 5 kg para clases E1 - M1 para forma constructiva Botón/compacto)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-708	Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-708
921-407	Divergencia positiva garantizada ($> +1/3$ OIML) KERN 921-407
962-407	Certificado de calibración DAKKS 962-407
962-407R	Recalibración DAKKS 962-407R

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables