

Productbrochure

08.08.2026

KERN 333-086

Gewichtenset, F2, 1 mg - 5 kg, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in aluminium behuizing

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



KENMERKEN

- De milligramgewichtjes in deze gewichtenset (denominatie 1 mg - 500 mg) zitten in een apart plastic doosje

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
313-080-600	Aluminium gewichtsetui 313-080-600 (voor nominale waarden 1 mg - 5 kg voor klassen E1 - M1 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-708	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-708
921-407	Gegarandeerde plus-afwijking ($> +1/3$ OIML) KERN 921-407
962-407	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-407
962-407R	DAkKS-rekalibratie 962-407R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen