

KERN 333-086

KERN

Juego de pesas, F2, 1 mg - 5 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML), en un estuche de aluminio



Peso bruto aprox.	18 kg
Peso de envío	18 kg

Casos opcionales

Caso - Aluminio Número de artículo	313-080-600
------------------------------------	-------------

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F2
Familia de productos	333

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg - 5 kg
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	F2

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	460×260×200 mm
Forma constructiva pesa	Botón
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-407
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-407

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	460×260×200 mm
Peso neto	12,6 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	13 kg