

# KERN 333-086

# KERN

Gewichtenset, F2, 1 mg - 5 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in aluminium behuizing



## Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer 313-080-600

## Pictogrammen

### STANDARD



1 DAY

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	333

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 5 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	F2

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	460×260×200 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

## Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	962-407
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-407

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	460×260×200 mm
Nettogewicht	12,6 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	13 kg
Brutogewicht ca.	18 kg
Verzendgewicht	18 kg