

Folleto del producto

07.08.2026

## KERN 333-09

Juego de pesas, F2, 1 mg - 10 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado, en un estuche de madera

ESPAÑOL



## CONTACTO

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



## CARACTERÍSTICAS

- Las pesas en miligramos contenidas en este juego de pesas (composición 1 mg - 500 mg) están en un estuche de plástico aparte

## PICTOGRAMAS

| Estándar | Opción |
|----------|--------|
|          |        |

## ACCESORIOS

| Modelo      | Descripción                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 353-490-200 | Estuche para pesa de madera 353-490-200 (para valores nominales 1 mg - 10 kg   para clases F2 + M1 + M2   para forma constructiva Botón/compacto) |

## SERVICIOS

| Modelo   | Descripción                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 920-709  | Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-709     |
| 921-408  | Divergencia positiva garantizada ( $> +1/3$ OIML) KERN 921-408 |
| 962-408  | Certificado de calibración DAkkS 962-408                       |
| 962-408R | Recalibración DAkkS 962-408R                                   |

## Resumen de pictogramas de KERN



Envío de paletas: el plazo de entrega interno del producto es de dos días



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables