

Brochure produit

07.08.2026

KERN 333-09

Jeu de poids, F2, 1 mg - 10 kg, Bouton, inox finement tourné, dans une caisse en bois

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARACTÉRISTIQUES

- Les poids en milligrammes contenus dans ce jeu de poids (composition 1 mg - 500 mg) se trouvent dans un étui en plastique séparé

PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
353-490-200	Étui de poids en bois 353-490-200 (pour les valeurs nominales 1 mg - 10 kg pour les classes F2 + M1 + M2 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-709	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-709,
921-408	Écart positif garanti (> +1/3 OIML) poids individuel KERN 921-408
962-408	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-408
962-408R	Réétalonnage DAkkS 962-408R

Aperçu des pictogrammes KERN



Expédition de palettes : le délai de préparation interne du produit est de deux jours



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables