

Brochure del prodotto

07.08.2026

KERN 333-09

Kit di pesi, F2, 1 mg - 10 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine, in una cassa di legno

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARATTERISTICHE

- I pesi in milligrammi contenuti in questo set di pesi (composizione 1 mg - 500 mg) sono contenuti in un astuccio di plastica separato

PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
353-490-200	Astuccio per peso in legno 353-490-200 (per valori nominali 1 mg - 10 kg per classi F2 + M1 + M2 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-709	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-709
921-408	Scostamento positivo garantito ($> +1/3$ OIML) KERN 921-408
962-408	Certificato di calibrazione DAkkS 962-408
962-408R	Ricalibrazione DAkkS 962-408R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Spedizione pallet tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di due giorni



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi