

Brochura do produto

07.08.2026

KERN 333-09

Conjunto de pesos, F2, 1 mg - 10 kg, Botão, aço inox virado fino, numa caixa de madeira

PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARACTERÍSTICAS

- Os pesos em miligramas contidos neste conjunto de pesos (denominação 1 mg - 500 mg) encontram-se numa caixa de plástico separada

PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
353-490-200	Caixa de peso de madeira 353-490-200 (para valores nominais 1 mg - 10 kg para classes F2 + M1 + M2 para forma de construção Botão/compacto)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-709	Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-709
921-408	Desvio Plus garantido ($> +1/3$ OIML) KERN 921-408
962-408	Certificado de calibração DAKKS 962-408
962-408R	Recalibração DAKKS 962-408R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Expedição de paletes por agente de expedição: o prazo de disponibilização interna do produto é de dois dias



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis