

Brochure produit

08.08.2026

KERN 333-096

Jeu de poids, F2, 1 mg - 10 kg, Bouton, inox finement tourné, dans un boîtier en aluminium


FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



CARACTÉRISTIQUES

- Les poids en milligrammes contenus dans ce jeu de poids (composition 1 mg - 500 mg) se trouvent dans un étui en plastique séparé

PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
313-090-600	Étui de poid en aluminium 313-090-600 (pour les valeurs nominales 1 mg - 10 kg pour les classes E1 - M1 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-709	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-709,
921-408	Écart positif garanti ($> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-408
962-408	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-408
962-408R	Réétalonnage DAkkS 962-408R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables