

KERN 333-096

KERN

Jeu de poids, F2, 1 mg - 10 kg, Bouton, inox finement tourné, dans un boîtier en aluminium



Étuis optionnels

Étui - Référence aluminium 313-090-600

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN 4045761224490

Numéro de marchandise 84239090

Classification REACH pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F2
Famille de produits	333

Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale	1 mg - 10 kg
Poids de contrôle OIML classe	F2
OIML-conforme	✓

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	610×260×235 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	inox finement tourné
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkKS	962-408
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-408

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	610×260×235 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	24 kg
Poids brut env.	28 kg
Poids d'expédition	28 kg