

KERN 333-096

KERN

Jeu de poids, F2, 1 mg - 10 kg, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans un boîtier en aluminium



Numéro d'article pour écart positif garanti 921-408

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F2
Famille de produits	333

Système de mesure

OIML-conforme	✓
Poid de contrôle OIML classe	F2
Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg - 10 kg

Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	610×260×235 mm
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium
Matériau	inox finement tourné (OIML)

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	610×260×235 mm
Poids net	23,9 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	24 kg
Poids brut env.	28 kg
Poids d'expédition	28 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-408
--	---------