

Productbrochure

07.08.2026

KERN 334-02

Gewichtenset, F2, 1 g - 50 g, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in een houten kist


NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
353-420-200	Houten gewichtsetui 353-420-200 (voor nominale waarden 1 mg - 50 g voor klassen F2 + M1 + M2 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-710	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-710
921-415	Gegarandeerde plus-afwijking ($> +1/3$ OIML) KERN 921-415
962-415	DAkS Kalibratiecertificaat 962-415
962-415R	DAkS-rekalibratie 962-415R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen