

# KERN 334-02

**KERN**

Gewichtenset, F2, 1 g - 50 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid, in een houten kist



## Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer 353-420-200

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	334

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 50 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	F2

## Ontwerp

Afmetingen (BxDxH)	129x86x40 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid
Aantal gewichten	8
Etui van gewichtenset	in een houten kist

## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-415
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-415

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	129x86x40 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,30 kg
Verzendgewicht	0,26 kg