

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 334-026

Kit di pesi, F2, 1 g - 50 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine, in valigetta di alluminio

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
314-020-600	Astuccio per peso in alluminio 314-020-600 (per valori nominali 1 g - 50 g per classi E1 - M2 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-710	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-710
921-415	Scostamento positivo garantito ($> +1/3$ OIML) KERN 921-415
962-415	Certificato di calibrazione DAkkS 962-415
962-415R	Ricalibrazione DAkkS 962-415R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi