

Folleto del producto

07.08.2026

KERN 334-03

Juego de pesas, F2, 1 g - 100 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado, en un estuche de madera


ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

Estándar Opción



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
353-430-200	Estuche para pesa de madera 353-430-200 (para valores nominales 1 mg - 100 g para clases F2 + M1 + M2 para forma constructiva Botón/compacto)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-711	Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-711
921-416	Divergencia positiva garantizada (> +1/3 OIML) KERN 921-416
962-416	Certificado de calibración DAKKS 962-416
962-416R	Recalibración DAKKS 962-416R

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables