

KERN 334-03

KERN

Juego de pesas, F2, 1 g - 100 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML), en un estuche de madera



Peso bruto aprox.	0,55 kg
Peso de envío	0,51 kg

Casos opcionales

Maletín - Número de artículo de madera	353-430-200
--	-------------

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F2
Familia de productos	334

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 g - 100 g
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	F2

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	151×91×49 mm
Forma constructiva pesa	Botón
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)
Número de pesos	9
Estuche de juego de pesas	en un estuche de madera

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-416
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-416

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	151×91×49 mm
Peso neto	0,51 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,55 kg