

KERN 334-03

KERN

Jeu de poids, F2, 1 g - 100 g, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans une caisse en bois



Poids d'expédition 0,51 kg

Étuis optionnels

Étui - bois Numéro d'article 353-430-200

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F2
Famille de produits	334

Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale	1 g - 100 g
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	F2

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	151×91×49 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	inox finement tourné (OIML)
Nombre de poids	9
Étui du jeu de poids	dans une caisse en bois

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-416
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-416

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	151×91×49 mm
Poids net	0,51 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,55 kg
Poids brut env.	0,55 kg