

KERN 334-03

KERN

Kit di pesi, F2, 1 g - 100 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML), in una cassa di legno



Numero di articolo per
scostamento positivo garantito 921-416

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML F2
Famiglia di prodotti	334

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 g - 100 g
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	F2

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	151×91×49 mm
Numero di pesi	9
Astuccio del set di pesi	in una cassa di legno
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	151×91×49 mm
Peso netto	0,51 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,55 kg
Peso lordo ca.	0,55 kg
Peso di spedizione	0,51 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-416
--	---------