

Brochure del prodotto

07.08.2026

KERN 334-034

Kit di pesi, F2, 1 g - 100 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine, in una custodia di plastica

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
313-052-400	Valigetta di plastica 313-052-400 (per valori nominali bis 500 g per classi E1 - M3 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-711	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-711
921-416	Scostamento positivo garantito (> +1/3 OIML) KERN 921-416
962-416	Certificato di calibrazione DAkkS 962-416
962-416R	Ricalibrazione DAkkS 962-416R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi