

Brochure produit

08.08.2026

KERN 334-036

Jeu de poids, F2, 1 g - 100 g, Bouton, inox finement tourné, dans un boîtier en aluminium


FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
314-030-600	Étui de poids en aluminium 314-030-600 (pour les valeurs nominales 1 g - 100 g pour les classes E1 - M2 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-711	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-711,
921-416	Écart positif garanti ($> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-416
962-416	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-416
962-416R	Réétalonnage DAkkS 962-416R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables